



耳の健康器



人工耳介を左右に搭載！

人工耳介とは、人体と同じ耳の形状を、シリコンゴムで作成したものです。実際に聴くのと同一周波数特性が得られ、上下左右の音の方向感覚がわかります。

簡単操作



不快音なし



充電式・経済的

充電式なので
電池交換が不要です。

人工耳介効果で自然な立体音をそのまま
耳までお届けすることを現実のものとししました...

人工耳介応用の **みみ太郎**™

大きさ:6.0×11.0×2.4cm
重さ:135g

税込価格 **78,000円**
(本体価格 78,000円)


SX-007

使用方法

- 1 一家団らん・・・家族揃っての会話の場を楽しめます。
- 2 携帯用ケース・・・ケースに入れて屋外作業・レジャー又は、お出かけに利用。
- 3 電話の使用（音量つまみ4までの人）


受話器から口元までの間隔が50cm以内であれば充分相手に声が聞き取れます。

（コードレス電話器・携帯電話器には使えません。）



人工耳介部に押しつけます。
（自分の耳の代わりにします。）


4 イヤホンの装着・種類



耳かけ式
MDR-E837LP



耳穴式
MDR-L235



まず試聴して機能の確認をしてください。

1. 聴きながら音量調節ができます。
2. 耳元でなく、音源から自然な感じで聴こえるため頭の疲れがでません。
3. 多勢の中で使用しても、言語明瞭に聴きとれ楽しめます。
4. 左右両方のイヤホンで再生しますので、音の大きさ（音圧）が約半分、明瞭に聴こえ、耳の負担も大幅に軽減できます。
5. わずらわしい電池交換は不要です。

製造元

みみ太郎 の **シマダ**
SMD 株式会社 **シマダ** 製作所

群馬県甘楽郡妙義町大字行沢264-1
TEL.0274-73-3044 FAX.0274-73-3131
ホームページアドレス <http://www.mimitarou.com>

お求め・ご相談は当店どうぞ